### スロープの長さの選定の目安 ※車椅子の種類や介助する方の体力等により適応範囲は変化します。下の表は目安としてお使い下さい。

使 用 状 況 (段差の高さ) スロープ長	自力走行 5° / 介助者なしで使用	非力な介助者 8° 高齢者の方が介助	一般の介助者 12° 健常者の方が介助	最大適応段差 15° 通常に使用できる限界
70cm	6cm	9cm	12cm	17cm
1,2m	10cm	15cm	21cm	30cm
1.4m	12cm	18cm	24cm	35cm
1.65m	15cm	20cm	29cm	41cm
1.85m	16cm	23cm	32cm	47cm
2.0m	18cm	25cm	35cm	50cm
2.5m	22cm	31cm	44cm	63cm
3.0m	26cm	37cm	55cm	75cm

## ▶ Pacific Supply テレスコピックスロープ

パシフィックサプライ株式会社





193cm 3段式



282cm 3段式

サイズ(長さ)	重量	品番	TAIS⊐−ド
87~193cm	1本 6.5kg	18440004(193cm)	01087-000059
116~282cm	1本 8.2kg	18440005 (282cm)	01087-000060

耐荷重:(18440004)150kg/1本 300kg/1セット (18440005)125kg/1本 250kg/1セット

サイズ(長さ×幅)

100×70cm

120×70cm

150×70cm

175×70cm

200×70cm

240×70cm

285×70cm

最大荷重 300kg

- 特長 ・アルミの一体成型で横ブレに対し非常に安定しています。
  - エンドラバーがついているので、使用中にすべらず、衝撃を吸収します。
  - スライド式で使用場面により長さを調整できます。
  - 本体パンチング加工により軽量化されています。
  - 収納時には最短長にてロックできます。

重量

5.0kg

6.0kg


8.0kg

9.0kg

10.0kg

12.0kg

15.0kg



品番

CS-100

CS-120

CS-150

CS-175

CS-200

CS-240C

CS-285C



## ケアメディックス株式会社



介助者に安心な視認性のあるスロープ。 利用者に扱いやすい2つ折りで、設置ライン表示により簡単に設置。

半に议員。	
⟨175cm⟩	

(100cm)	

(200cm)

⟨120cm⟩	
	J

⟨150cm⟩	

TAIS⊐−ド

00093-000016

00093-000017

00093-000018

00093-000019

00093-000020

00093-000021

00093-000038

⟨240cm⟩	⟨285cm⟩



## ポータブルスロープ エッジ付



サイズ(長さ×幅)	重量	品番	TAIS⊐−ド	
25×69.5cm	1.5kg	PEK025	00465-000091	
40×69.5cm	2.6kg	PEK040	00465-000092	
60×69.5cm	3.9kg	PEK060	00465-000093	
90×69.5cm	5.9kg	PEK090	00465-000094	

⟨25cm⟩	⟨40cm⟩
⟨60cm⟩	(90cm)
Į J	l

# 株式会社モルテン

## **m@lten** インタースロープ(76cm幅)



サイズ(高さ×奥行)	重量	品番	TAIS⊐−ド
1.0×3cm	0.10kg	MSRP1076	00054-000173
1.5×5cm	0.25kg	MSRP1576	00054-000174
2.0×7cm	0.39kg	MSRP2076	00054-000175
2.5×9cm	0.56kg	MSRP2576	00054-000176
3.0×11cm	0.75kg	MSRP3076	00054-000177
3.5×13cm	1.0kg	MSRP3576	00054-000178
4.0×15cm	1.1kg	MSRP4076	00054-000179
4.5×17cm	2.1kg	MSRP4576	00054-000180
5.0×19cm	2.9kg	MSRP5076	00054-000181
5.5×21cm	2.6kg	MSRP5576	00054-000182
6.0×23cm	3.7kg	MSRP6076	00054-000183

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。 ずれにくい特殊なエラストマー素材により、置くだけで屋内から屋外まで、安全に使えます。

〈1.0cm〉レンタル	〈1.0cm〉購入	〈1.5cm〉レンタル	〈1.5cm〉購入	(2.0cm)レンタル	〈2.0cm〉購入	〈2.5cm〉レンタル	〈2.5cm〉購入
〈3.0cm〉レンタル	〈3.0cm〉購入	〈3.5cm〉レンタル	〈3.5cm〉購入	〈4.0cm〉レンタル	〈4.0cm〉購入	〈4.5cm〉レンタル	〈4.5cm〉購入
〈5.0cm〉レンタル	〈5.0cm〉購入	〈5.5cm〉レンタル	〈5.5cm〉購入	〈6.0cm〉レンタル	〈6.0cm〉購入		
						1	